

**DiaStone extra fein**

**DiaStone extra fine**

**DiaStone extra fin**



367 4 HP



362 4 HP



**Info**

Ø 4 mm = 10.000 rpm

Vorpolieren von Zirkon und Silikatkeramiken

Pre-polishing of zircon and silicate ceramics

Prépolissage du zircone est des céramiques silicatées

**Einlagebürste**

**Multi Layer Brush**

**Brosse intercalée**



8277



**Info**

1.400 rpm

Für thermoplastische Kunststoffe, weichbleibende Unterfütterungen und Mundprotektoren.

Vorpolitur mit Bimsstein oder Polistar Lintygrau

For thermoplastic dentures, soft liner acrylics and mouth guards.

Pre-polishing with Polistar Lintygrey or pumice

Pour des dentures thermoplastiques, base molle et protecteur bouche.

Prépolissage avec Polistar Lintygris ou de la pierre ponce

**COSIMA Schwabbel**

**COSIMA Buff**

**Disque COSIMA**



870 100/14

870 100/22

**Info**

Ø 100 mm = 1.400 rpm  
Ø 22 mm = 5.000 rpm



870 22 HP



Silikonierte Schwabbel  
Extrem lange Standzeit  
Universell einsetzbar

Silicon coated buff  
Extremely long life time  
For all polishing purposes

Disque siliconisée  
Durée de vie extrême longue  
Utilisation universelle